



Monoklór F reagens porpárnák

Termékszám:

2802246

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Porreagens zárt csomagban a nitrogén, nitrit meghatározásához, 0-4,50 mg/liter Cl₂.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0.04 - 4.50 mg/L Cl ₂
Módszer név:	Indofenol
Módszer száma:	10171
Paraméter:	Monoklór-amin
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	50 db
Tesztek száma:	50