



SPADNS 2 Fluoride Reagent, arsenic-free, ACCUVAC, 0.02-2.00 mg/L F

Termékszám:

2527025

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



ACCUVAC ampoules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette. For the determination of Fluoride by the SPADNS 2 method. pk/25

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0.02 - 2.00 mg/L F ⁻
Method Number 1 Chemistry:	10225
Módszer név:	SPADNS 2
Paraméter:	Fluoride
Platform:	Accuvac
Térfogat/ csomagméret:	25 /pk
Tesztek száma:	25