



Ózon ACCUVAC, 0,01-1,5 mg/liter O₃

Termékszám:

2518025

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Az ACCUVAC ampullák egyetlen teszthez elegendő, pontos mennyiségű reagenst tartalmaznak, és mérőküvettaként használhatók. Indigó módszerrel végzett ózon meghatározáshoz. 25/cs

Műszaki adatok

Leírás:	Ózon (AccuVac)
Méréstartomány:	0.01 - 1.50 mg/L O ₃
Módszer név:	Indigó
Módszer száma:	8311
Műszer:	Mind, kivéve: DR/820, PC II
Paraméter:	Ózon
Platform:	Accuvac
Tesztek száma:	25