



Be Right™



Kénsav standard oldat, 5,25 N, 100 ml

Termékszám:

244932

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Minták feltárására és pH-beállításra használatos.

Műszaki adatok

Koncentráció:	5,25 N
Leírás:	Kénsav standard oldat, 5,25 N, 100 ml
Paraméter:	változó
Platform:	Oldat
Szervizintervallum:	60 hónap
Térfogat/ csomagméret:	100 mL MDB
Tesztek száma:	Varies