



Foszfát, teljes, orto, TNT, 0,06 - 3,5 mg/L PO₄

Termékszám:

2742745

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Küvetteszt az összes szükséges reagenssel, mely megbízható mérési eredményeket és egyszerű kezelést biztosít (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.
Méréstartomány:	0,06 - 5,00 mg/L PO ₄
Módszer név:	Aszkorbinsav
Módszer száma:	8180
Műszer:	DR 900
Paraméter:	Foszfát, orto + összes
Parameter:	Total & Acid Hydrolyzable
Platform:	Test 'N Tube
Roncsolás szükséges:	Igen
Tesztek száma:	25 - 50