



Foszfát reagens porpárnák, 0,02-2,50 mg/liter PO₄

Termékszám:

2106028

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Por reagens zárt csomagban ortofoszfát meghatározásához 10 ml-es mintákhoz, 1000 db/csomag

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Módszer név:	Aszkorbinsav
Módszer száma:	8048
Műszer:	Mind, kivéve a DR/820
Paraméter:	Ortofoszfát
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	1000 /pk
Tesztek száma:	1000