



Be Right™



S5000 Silica Reagent 3, Molybdate, 2.9L

Termékszám:

199503

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Molybdate 3 reagens (2,9 liter) az 5000 sorozatú szilícium-dioxid analízátorhoz.

Műszaki adatok

Méréstartomány:

N/A

Műszer:

5500sc Silica

Paraméter:

Silica

Szervizintervallum:

5 months

Tárolási feltételek:

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.

Térfogat/ csomagméret:

2.9 L