



Be Right™



## Citric Acid/Surfactant Reagent for S5000 Silica (2.9 L)

**Termékszám:**

2347003

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Citromsav / felületaktív anyag reagens (2,9 liter), az 5000 sorozatú szilícium-dioxid analízátorhoz.

---

### Műszaki adatok

Méréstartomány:

N/A

Műszer:

5500sc Silica

Paraméter:

Silica

Szervizintervallum:

5 months

Tárolási feltételek:

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.

Térfogat/ csomagméret:

2.9 L