



Szabad klór pufferoldat a CL17/CL17sc típusú klórelemző műszerhez (473 mL)

Termékszám:	2314111
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Műszaki adatok

Méréstartomány:	nincs adat
Műszer:	CL17/CL17sc
Paraméter:	Szabad klór
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	A tartályokat szorosan lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Védje a nedvességtől.
Tesztek száma:	450