



Szabad klór reagenskészlet a CL17/CL17sc típusú klórelemző műszerhez

Termékszám:

2556900

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

Veszélyes



A legszigorúbb minőségi szabványoknak is megfelel

A szabad klór reagenskészlet a CL17/CL17sc analizátorral, valamint tömeges analitikai módszerekkel használható. A Hach reagensek garantálják a pontos, konzisztens eredményeket.

A szabad klór reagenskészlet tartalma:

- egy 24 grammos üveg DPD-vegyület
- egy 473 mL űrtartalmú üveg szabad klór-indikátoroldat
- egy 473 mL űrtartalmú üveg szabad klór-pufferoldat

Szeretné egyszerűbben újra rendelni a reagenseket? Kérdezze meg Hach képviselőjét a Hach CL17 reagensek és reagenskészletek könnyű és egyszerű, automatikus kiszállítási programjáról.

*Ezt a terméket nem értékelték gyógyászatban alkalmazandó klór- és klóramin tesztre az Egyesült Államokban.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:

DPD-vegyület, 24 g

Szabad klór indikátoroldat, 473 mL

Szabad klór pufferoldat, 473 mL

Méréstartomány:

0,03 - 5,00 mg/l Cl_2 a CL17 típus esetén, 0,03 - 10,00 mg/l Cl_2 a CL17sc típus esetén

Módszer név:

DPD

Módszer száma:

10059

Műszer:

CL17/CL17sc

Paraméter:

Szabad klór

Platform:

Oldat

Tárolási feltételek:

A tartályokat szorosan lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Védje a nedvességtől.

Tesztek száma:

450

A doboz tartalma

DPD-vegyület, 24 gSzabad klór indikátoroldat, 473 mLSzabad klór pufferoldat, 473 mL