



Chlorine Standard, 100-130 mg / L 20 mL Amp

Termékszám:	2835801
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

This chlorine standard can be diluted down to verify the accuracy of the CL17 chlorine analyser or create a separate calibration curve. Under normal circumstances, a separate calibration curve is not required for the CL17. Package of one 20 mL ampule.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	N/A
Műszer:	CL17
Tárolási feltételek:	Keep refrigerated.

Szükséges tartozékok

- L méretű kék nitril védőkesztyű, pormentes, 50 darab (Item SM743L)