



Be Right™



Sension+ ORP/Redox gélelektroda, kerámia membrán

Termékszám: LZW5055.97.0002
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

ORP/Redox elektróda platina vezetékkel Polikarbonát ház Tartomány ± 2000 mV, 0-80 °C Kis karbantartás igény Hordozható mérőműszerekhez

Műszaki adatok

Accuracy:	A pH1 műszerrel 1 mV
Anyag:	Érzékelő ház: Polikarbonát
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	85 mm (fogantyú nélkül)
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	± 2000 mV
Méreték (ÁxH):	12 mm x 85 mm (fogantyú nélkül)
Szenzor típus:	Platina gyűrű
Szonda illesztés:	Kerámia túske
Szondatípus:	Hordozható
Termisztor:	-
Töltőoldat:	Nem tölthető gél