



pHC2401-8 Comb. pH Electrode, Red Rod, Annular Junction, BNC plug (Radiometer Analytical)

Termékszám:	E16M400
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Hosszú távú pontosság és reprodukálhatóság Red Rod technológia segítségével

Általános célú pH-elektroda Red Rod referencia rendszerrel. Mérési tartomány: 0 - 12 pH, -10 - 100 °C. Folyékony csatlakozás: gyűrűs. BNC-csatlakozóval.

A Red Rod elektrodák szimmetriájának köszönhetően az izo-pH megegyezik a nulla pH-val, ami kiválóan reprodukálható eredményeket ad még hőmérsékletingadozások esetében is.

A speciális bajonettfej reprodukálható mérési feltételeket biztosít

Széles hőmérséklet-tartomány: -10 - 100 °C

Gyors és pontos válasz

Stabil jel

Problémamentes folyékony csatlakozás

Műszaki adatok

Elektroda típus:	PHC2401
Garancia:	12 hónap