



Króm reagens, ACCUVAC, 0,010-0,700 mg/liter Cr (VI)

Termékszám:

2505025

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Javasolt cserék:

- 1271099

Az ampullák egyetlen teszthez elegendő pontos mennyiségű reagenst tartalmaznak, és mérőküvettként használhatók. Hatértékű króm meghatározására 25 ampullás csomag

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺
Módszer név:	1,5-difenil-karbohidrazid
Módszer száma:	8023
Műszer:	Mind, kivéve: DR/850, DR/820
Paraméter:	Króm
Platform:	Accuvac
Térfogat/ csomagméret:	25 /csomag
Tesztek száma:	25