



BOI tápanyagos pufferpárnák, 300 mL, 50/csomag

Termékszám:	1416066
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

BOI reagensek

BOI₅ hígítóvíz előállításához. Minden párna az APHA- által megadott puffert és

tápanyagot kombinálva biztosít 300 ml hígítóvizet. Egy csomagban 50 párna.

Műszaki adatok

Alkalmazás:	Hígítóvíz-előkészítés
Egység:	50/pk
Leírás:	Tápanyagok és puffer
Minta:	Tápanyagok és puffer
Package settings:	Porpárnák
Paraméter:	BOI
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	50 darab

Szükséges tartozékok

- BOI oltás, Polyseed, 50 kapszula egy csomagban (Item 2918700)
- BOI standard oldat, 300 mg/L, 16 db/csomag, 10 mL-es Voluette ampullák (Item 1486510)
- Nitrifikációinhibitor BOI-vizsgálatokhoz, Formula 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)