



Be Right™



Szulfát standard oldat, 1000 mg/liter SO_4 (NIST), 500 ml

Termékszám: 2175749
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Egy paraméteres standard az analitikai minőségbiztosításhoz

Szulfát meghatározásánál a pontosság ellenőrzéséhez

Műszaki adatok

Koncentráció: 1000 mg/L SO_4
Leírás: Szulfát standard oldat, 1000 mg/liter SO_4 (NIST), 500 ml
Paraméter: változó
Platform: Oldat
Térfogat/ csomagméret: 500 mL 500