



Be Right™



## Töltőoldat, referencia, 3 M KCl, 250 mL

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Termékszám:     | LZW9500.99     |
| HUF Ár (nettó): | Elérhetőségünk |
| Elérhető        |                |

Töltőoldat elektródák referenciaeleméhez, kálium-klorid (KCl), 3 M, 250 mL-es palack

### Műszaki adatok

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Formula:               | KCl 3M                                        |
| Leírás:                | PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T |
| Platform:              | Oldat                                         |
| Solution Type:         | Újratöltés                                    |
| Térfogat/ csomagméret: | 250 mL                                        |