



Be Right™



Hátizsák hordozható műszerekhez, kis méretű, nylon, tároló rekeszekkel

| | |
|--------------------|----------------|
| Termékszám: | 2990700 |
| HUF Ár (nettó): | Elérhetőségünk |
| Elérhető | |

Hordozható műszerek, kiegészítők és standard oldatok kényelmes szállításához.

Kényelmes

Analitikai vizsgáló eszközök szállításához, miközben kezei szabadon maradnak, modern stílusú tervezéssel.

Testreszabható

Az állítható elválasztó rendszer lehetővé teszi, hogy az Ön igényeinek megfelelően rendezze be.

Ergonómikus

A könnyű vastag párnázat kiváló védelmet nyújt a szállítás során. A hátizsák rövid vagy hosszabb méréseknél is segítséget nyújt a kemény hátfalnak köszönhetően. Nehezebb műszerek szállítására is alkalmas.

A teleszkópos fogantyú és a párnázat további kényelmet biztosít, sőt kerek taszkaként is használható.

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Anyag: | Nylon, műanyag textil |
| Hossz: | 152 mm |
| Magasság: | Azonosító: |
| Méret (MxSZxM): | 381 mm x 305 mm x 152 mm |
| Súly: | Teherbírás: 9,1 kg |