



Be Right™



Reagent set, hardness (total), HR, digital titrator

Termékszám:

2448100

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 1 héten belül



For the determination of Total Hardness, 100-4000 mg/l CaCO₃, EDTA Method.

Reagent set for the determination of Total Hardness by EDTA Digital Titrator titration (Hach method 8213). Range: 100-4,000 mg/L as CaCO₃. Set contains: Buffer Solution (Hardness 1), ManVer® 2 Hardness Indicator Powder Pillows and 0.800 M EDTA Digital Titrator Cartridge for 40 - 100 tests.

Accurate results - when and where you need them

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Fast and Flexible

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Versatile

More than 50 parameter/range combinations are available

Economical

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	100 - 4000 mg/L CaCO ₃
Módszer név:	EDTA Titration
Módszer száma:	8213
Platform:	Digitális titrátor
Tesztek száma:	100