



Reagent set, dissolved oxygen, buret, 300 mL sample

Termékszám:

2351400

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Veszélyes



Reagents for determination of Dissolved Oxygen by Winkler method titration

For determination of Dissolved Oxygen by the Winkler Method (Azide Modification) and buret titration. Range: up to 10 mg/L as DO. Sample Size: 300-mL. Contains reagents for 100 tests.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	1 - > 10 mg/L O ₂
Módszer száma:	8229
Speciális tulajdonság:	Dissolved Oxygen Reagent set, Buret, 300ml
Tesztek száma:	100