



ez GGA – pipetta nélküli GGA, egyszer használatos BOI standard oldat, 20/csomag, 2 mL-es ampullák

Termékszám: 2514420

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül

BOI reagensek

ez GGA, egyszer használatos ampullák praktikus kiszerelésében. Nincs szükség hígításra, pipettára, becslésre. Csak törje le az ampulla tetejét és ejtse az ampullát a BOI palackba. Az előmért GGA a glükóz és glutaminsav normál 198 mg/L BOI-mennyiségét tartalmazza. A BOI palackban lévő üvegampulla tökéletes vizuális emlékeztető arra, hogy már hozzáadta a GGA-t a mintához. A termék ekvivalens a Standard Methods eljárásaival.

Műszaki adatok

Alkalmazás:	Kalibrálás
Koncentráció:	150 mg/l
Leírás:	Normál
Minta:	Glükóz és glutaminsav (GGA)
Package settings:	Ampullák
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	20 darab