



Be Right™



Respirometrikus BOI tápanyagos pufferoldat-párnák, 50/csomag

Termékszám:

2962266

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



BODTrak II készülékekkel való használatra. Megfelel a Standard Methods 5210 D követelményeinek. Egy mintapalackhoz egy párnát használjon. A BODTrak II készülék (2952400) és a BODTrak II reagenskészlet palackokkal (2952440) termékek része.

Műszaki adatok

Alkalmazás:	Hígítóvíz-előkészítés
Leírás:	Tápanyagok és puffer
Minta:	Tápanyagok és puffer
Package settings:	Porpárnák
Térfogat/ csomagméret:	50 darab