



Be Right™



Filter paper, glass fiber, extra thick, pore size 1 µm, diameter 47 mm, 100/pk

Termékszám:	2842100
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum kérése	

For filtration of heavily contaminated samples. High particulate-holding capacity makes discs efficient depth filters and allows for filtration of large volumes of solutions. Pall Life Sciences.

Műszaki adatok

Anyag:	Glass Microfiber
Átmérő:	47 mm mm
Szemcseméret:	1 µm
Térfogat/ csomagméret:	100