



Be Right™



Titrálási alkalmazáscsomag, amperometria: Szabad és teljes klór, klór-dioxid, klórit, szulfit (Autocat)

Termékszám: AP0007.AT1122
HUF Ár (nettó): Elérhető
Elérhető

Alkalmazási csomag a következők meghatározására: szabad és teljes klór, klór-dioxid, klórit és szulfit (Autocat). A következő készülékekhez használható: Titrab AT1000 sorozat, AT1122/AT1222 automata titrátorok.

Műszaki adatok

Alkalmazás: Környezetvédelmi alkalmazások
Kompatibilis műszer: AT1122
AT1222
Paraméter: Szabad és teljes klór, klór-dioxid, klórit, szulfit (Autocat)
Syringe: NA
Típus: Application Pack

A doboz tartalma

Az alkalmazási csomag a következőket tartalmazza: üveg fecskendő, mágneses keverőrúd, USB meghajtón tárolt, előre beprogramozott alkalmazás, elektróda, kúpos adapter, palackzáró dugó.

Szükséges tartozékok

- Titrab AT1000 sorozatú potenciometriás titrátor, 1 db büretta, 2 db szivattyú (Item AT1122.98)
- Titrab AT1000 sorozatú potenciometriás titrátor, 2 db büretta, 2 db szivattyú (Item AT1222.98)