



Titrálási alkalmazáscsomag, ételek és italok: pH, teljes savtartalom és SO₂ borban

Termékszám: AP0013.AT1222

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül

Alkalmazási csomag a következők meghatározására: pH, teljes savtartalom, valamint szabad és teljes SO₂ borban. A következő készülékekhez használható: Titrilab AT1000 sorozat, AT1222 automata titrátor.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Az alkalmazási csomag a következőket tartalmazza: üveg fecskendő, műanyag főzőpohár, mágneses keverőrúd, USB meghajtón tárolt, előre beprogramozott alkalmazás, elektróda, kúpos adapter, palackzáró dugó, 1 literes üvegpalack.
Alkalmazás:	Ételek és italok vizsgálata
Garancia:	24 hónap
Kompatibilis műszer:	AT1222
Paraméter:	pH, teljes savtartalom, szabad és teljes SO ₂ borban
Típus:	Application Pack

A doboz tartalma

Az alkalmazási csomag a következőket tartalmazza: üveg fecskendő, műanyag főzőpohár, mágneses keverőrúd, USB meghajtón tárolt, előre beprogramozott alkalmazás, elektróda, kúpos adapter, palackzáró dugó, 1 literes üvegpalack.