



Titrációs alkalmazáscsomag, általános kémia: ORP I=0

Termékszám: AP0019.AT1112

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül

Alkalmazáscsomag az ORP végpontos titrációhoz, I=0. A Titrab AT1000 sorozattal, és az AT1112 Automatikus Titrációs Modellel is használható.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	A csomagban üvegfecskendő, műanyag főzőpoharak, mágneses keverőrudak, előreprogramozott alkalmazás USB-sticken, elektróda, kúpos adapter, palackdugó, és egy 1L-es üvegpalack található
Garancia:	24 hónap
Paraméter:	ORP I=0

A doboz tartalma

A csomagban üvegfecskendő, műanyag főzőpoharak, mágneses keverőrudak, előreprogramozott alkalmazás USB-sticken, elektróda, kúpos adapter, palackdugó, és egy 1L-es üvegpalack található