



Addista Mono standard LCK390 AOX tesztküvetőához

Termékszám:	LCA390
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Ellenőrző standard rendszer az analitikai minőségbiztosításra (AQA) AOX tesztküvetőához

Műszaki adatok

Leírás:	ADDISTA Mono standard LCK390 AOX tesztküvetőához
Paraméter:	AOX
Platform:	LCA
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)