



Addista Mono standard LCK555 BOI küvettateszthez

Termékszám:

LCA555

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Ellenőrző standard rendszer az analitikai minőségbiztosításra (AQA) BOI tesztküvetához

Műszaki adatok

Koncentráció:	200 mg/L O ₂
Leírás:	Mono standard oldat
Paraméter:	BOI
Platform:	LCA
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)