



Addista Többparaméteres standard oldat

Termékszám:	LCA701
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Analitikai minőségbiztosítási (AQA) rendszer, tartalma: egy kombinált standard/rámérő oldat és két körteszt oldat.

A következő tesztküvetékhöz:

<TableBullet/>LCK306 ólom, 0,1-2,0 mg/liter Pb

<TableBullet/>LCK321 vas, 0,2-6,0 mg/liter Fe

<TableBullet/>LCK329 réz, 0,1-8,0 mg/liter Cu

<TableBullet/>LCK337 nikkel, 0,1-6,0 mg/liter Ni

<TableBullet/>LCK353 szulfát, 150-900 mg/liter SO₄

<TableBullet/>LCK360 cink, 0,2-6,0 mg/liter Zn

Megbízható eredmények

Az Addista rendszert használó elemzési minőségbiztosítási mérések folyamatos dokumentálása megerősíti víztesztelési eredményeinek helyességét.

Kevésbé bonyolult

Minden Addista standard oldat több paramétert tartalmaz. Ez a laborjában található egyetlen paraméteres oldatot tartalmazó üvegek számát jelentős mértéken csökkenti.

Kevesebb hibaforrás

Az Addista oldatok most már a Hach LCK küvettesztjeihez is használhatók. Mivel nem kell őket hígítani, nincs szükség az állandó fizikai jelenlétre, és a standard oldatok elemzése során sem fordulnak elő további hibák.

Műszaki adatok

Leírás:	ADDISTA többparaméteres standard oldat
Platform:	LCA
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)