



## Addista Többparaméteres standard oldat

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Termékszám:</b> | <b>LCA702</b>  |
| HUF Ár (nettó):    | Elérhetőségünk |
| Elérhető           |                |

Analitikai minőségbiztosítási (AQA) rendszer, tartalma: egy kombinált standard/rámérő oldat és két körteszt oldat.

A következő küvettatesztekhez:

- LCK301 alumínium, 0,02-0,5 mg/liter Al
- LCK308 kadmium, 0,02-0,3 mg/liter Cd
- LCK313 króm (VI), 0,03-1,0 mg/liter Cr
- LCK313 króm (összes), 0,03-1,0 mg/liter Cr
- LCK353 szulfát, 150-900 mg/liter SO<sub>4</sub>

### Megbízható eredmények

Az Addista rendszert használó elemzési minőségbiztosítási mérések folyamatos dokumentálása megerősíti víztesztelési eredményeinek helyességét.

### Kevésbé bonyolult

Minden Addista standard oldat több paramétert tartalmaz. Ez a laborjában található egyetlen paraméteres oldatot tartalmazó üvegek számát jelentős mértéken csökkenti.

### Kevesebb hibaforrás

Az Addista oldatok most már a Hach LCK küvettatesztjeihez is használhatók. Mivel nem kell őket hígítani, nincs szükség az állandó fizikai jelenlétre, és a standard oldatok elemzése során sem fordulnak elő további hibák.

---

## Műszaki adatok

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Leírás:              | ADDISTA többparaméteres standard oldat |
| Platform:            | LCA                                    |
| Tárolási feltételek: | 2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)          |