



Addista többparaméteres standard oldat

Termékszám:	LCA704
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Vízminőség tesztelés. Hogyan ellenőrzi elemzési eredményeinek helyességét?

Analitikai minőségbiztosítási (AQA) rendszer, tartalma: egy kombinált standard/rámérő oldat és két körteszt oldat.

A következő küvettatesztekhez:

- LCK153 szulfát, 40–150 mg/liter SO₄
- LCK305 ammónium, 1–12 mg/liter NH₄-N
- LCK311 klorid, 1–70 mg/liter Cl
- LCK314 KOI, 15–150 mg/liter O₂
- LCK340 nitrát, 5–35 mg/liter NO₃-N
- LCK349 foszfát (orto), 0,05–1,5 mg/liter PO₄-P
- LCK385 TOC, 3–30 mg/liter C

Megbízható eredmények

Az Addista rendszert használó elemzési minőségbiztosítási mérések folyamatos dokumentálása megerősíti víztesztelési eredményeinek helyességét.

Kevésbé bonyolult

Minden Addista standard oldat több paraméteret tartalmaz. Ez a laborjában található egyetlen paraméteres oldatot tartalmazó üvegek számát jelentős mértéken csökkenti.

Kevesebb hibaforrás

Az Addista oldatok most már a Hach LCK küvettatesztjeihez is használhatók. Mivel nem kell őket hígítani, nincs szükség az állandó fizikai jelenlétre, és a standard oldatok elemzése során sem fordulnak elő további hibák.

Műszaki adatok

Leírás:	Addista többparaméteres standard oldat
Platform:	LCA
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)