



Addista Többparaméteres standard oldat

Termékszám:	LCA705
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Analitikai minőségbiztosítási (AQA) rendszer, tartalma: egy kombinált standard/rámérő oldat és két körteszt oldat.

A következő küvettatesztekhez:

<TableBullet/>LCK014 COD, 1 000-10 000 mg/liter O₂

<TableBullet/>LCK302 ammónium, 47-130 mg/liter NH₄-N

<TableBullet/>LCK311 klorid, 1-70 mg/liter Cl

<TableBullet/>LCK387 TOC, 300-3000 mg/liter C

Megbízható eredmények

Az Addista rendszert használó elemzési minőségbiztosítási mérések folyamatos dokumentálása megerősíti víztesztelési eredményeinek helyességét.

Kevésbé bonyolult

Minden Addista standard oldat több paraméteret tartalmaz. Ez a laborjában található egyetlen paraméteres oldatot tartalmazó üvegek számát jelentős mértéken csökkenti.

Kevesebb hibaforrás

Az Addista oldatok most már a Hach LCK küvettatesztjeihez is használhatók. Mivel nem kell őket hígítani, nincs szükség az állandó fizikai jelenlétre, és a standard oldatok elemzése során sem fordulnak elő további hibák.

Műszaki adatok

Leírás:	ADDISTA többparaméteres standard oldat
Platform:	LCA
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)