



Addista Többparaméteres standard oldat

Termékszám:	LCA708
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Analitikai minőségbiztosítási (AQA) rendszer, tartalma: egy kombinált standard/rámérő oldat és két körteszt oldat.

A következő küvettatesztekhez:

<TableBullet/>LCK338 LATON, 20-100 mg/liter TN_b

<TableBullet/>LCK514 COD, 100-2000 mg/liter O₂

<TableBullet/>LCK350 foszfát (összes), 2-20 mg/liter PO₄-P

Megbízható eredmények

Az Addista rendszert használó elemzési minőségbiztosítási mérések folyamatos dokumentálása megerősíti víztesztelési eredményeinek helyességét.

Kevésbé bonyolult

Minden Addista standard oldat több paramétert tartalmaz. Ez a laborjában található egyetlen paraméteres oldatot tartalmazó üvegek számát jelentős mértéken csökkenti.

Kevesebb hibaforrás

Az Addista oldatok most már a Hach LCK küvettatesztjeihez is használhatók. Mivel nem kell őket hígítani, nincs szükség az állandó fizikai jelenlétre, és a standard oldatok elemzése során sem fordulnak elő további hibák.

Műszaki adatok

Leírás:	ADDISTA többparaméteres standard oldat
Paraméter:	ADDISTA
Platform:	LCA
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)