



COD küvettateszt - ISO 15705, 0-150 mg/liter O₂

Termékszám:

LCI500

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagensek, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensek a maximális biztonság érdekében. Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Hivatalosan jóváhagyva a megegyezés szerinti határértékekhez. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Az ISO által jóváhagyott összetétel pontos koncentrációi

Rendkívül pontos

Előre adagolt és használatra kész

Nincs érintkezés a mérgező reagenssel

Ártalmatlanítási/újrafeldolgozási szolgáltatás

Műszaki adatok

Leírás:	Kémiai oxigénigény
Méréstartomány:	0 - 150 mg/L O ₂
Módszer név:	Dikromát
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	KOI (COD)
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen
Standard method:	ISO 15705
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C (fénytől védve tartandó)
Tesztek száma:	24 tesztek, egy blank