



Ortofoszfát küvettateszt, 1,6-30 mg/liter PO₄-P

Termékszám:

LCK049

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Leírás:	Ortofoszfát
Méréstartomány:	1,6 - 30 mg/L PO ₄ -P
Méréstartomány (2):	5 - 90 mg/L PO ₄
Módszer név:	Vanadát-molibdát
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Ortofoszfát
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25