



## Szulfát küvettateszt, 40-150 mg/liter SO<sub>4</sub>

**Termékszám:**

**LCK153**

**Veszélyes**

**HUF Ár (nettó):**

**Elérhetőségünk**

**Elérhető**



### **LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.**

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

#### **Pontos és megbízható mérési értékek**

**A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára**

**A reagens kényelmes és pontos adagolása**

**A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.**

**Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok**

---

### **Műszaki adatok**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Leírás:              | Bárium-szulfát                                 |
| Méréstartomány:      | 40 - 150 mg/L SO <sub>4</sub>                  |
| Módszer név:         | Bárium-szulfát                                 |
| Műszer:              | DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 |
| Paraméter:           | Szulfát                                        |
| Platform:            | LCK                                            |
| Tárolási feltételek: | 15 - 25 °C                                     |
| Tesztek száma:       | 25                                             |