



Savas krómozó fürdő küvettateszt, 0,5-450 g/liter CrO₃

Termékszám:

LCK213

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Műszaki adatok

Leírás:	Savas krómozó fürdők, galvanizáló krómfürdők
Méréstartomány:	0,5 - 5,0 g/L CrO ₃
Méréstartomány (2):	50 - 450 g/L CrO ₃
Módszer név:	A fürdő eredeti színe
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Krómsav
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25