



Savas nikkelező fürdő küvettateszt, 5-120 g/liter Ni

Termékszám:

LCK237

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Műszaki adatok

Leírás:	Savas nikkelező fürdők, nikkel-szulfát és nikkel-szulfamát fürdők
Méréstartomány:	5 - 120 g/L Ni
Módszer név:	A fürdő eredeti színe
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Nikkel
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25