



Alkohol küvettateszt, 0,01-0,12 mg/liter

Termékszám:	LCK300
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensok kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,01 - 0,12 g/L
Módszer név:	Alkohol oxidáz (enzimes)
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Alkohol
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	24 (A teszt tartalmazza a nulla koncentrációjú oldatot is.)