



Alumínium küvettakészlet, 0,02-0,5 mg/liter Al

Termékszám:

LCK301

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

Veszélyes



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Használatra kész, maximális biztonságot garantál, könnyen kezelhető, fotometriás értékelő rendszer, környezetbarát

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensek kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,02 - 0,5 mg/L Al
Módszer név:	Chromazurol S
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Alumínium
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	24 (A teszt tartalmazza a nulla koncentrációjú oldatot is.)