



Kadmium küvettateszt, 0,02-0,3 mg/liter Cd

Termékszám:

LCK308

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



LCK tesztküvetták: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és hibátlan adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

A kadmium

LCK308 készlettel végzett meghatározása előtt a zavaró kalcium- és/vagy magnéziumionok eltávolításához (5000 mg/liter koncentrációig) használja az LCW903 kalcium-eltávolító készletet. Az összes kadmium feltárásához használja a CRACK SET LCW902 készletet.

Méréstartomány:

0,02 - 0,3 mg/L Cd

Módszer név:

Cadion

Műszer:

DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000

Paraméter:

Kadmium

Platform:

LCK

Tárolási feltételek:

2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)

Tesztek száma:

25