



Klorid küvettateszt 1-70 mg/liter / 70-1000 mg/liter Cl

Termékszám:

LCK311

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensok kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Különleges jegyzet:	Két méréstartomány egy teszttel
Méréstartomány:	1 - 70 mg/L Cl
Méréstartomány (2):	70 - 1000 mg/L Cl
Módszer név:	Vas(III)-tiocianát
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Klorid
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	24