



Króm (III és VI) küvettateszt, 0,03-1,0 mg/liter Cr

Termékszám:

LCK313

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Különleges jegyzet:	A teszt tartalmazza az összes króm feltárást.
Leírás:	Króm (VI) és összes
Méréstartomány:	0,03 - 1,0 mg/L Cr VI
Méréstartomány (2):	0,03 - 1,0 mg/L Összes Cr
Módszer név:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Króm
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen, összes krómhoz
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	25