



Iszap aktivitás (TTC) küvettateszt

Termékszám:

LCK318

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Leírás:	Szűrővizsgálat az iszap aktivitására (TTC-SA) vagy iszap maradó aktivitás (TTC-RA)
Méréstartomány:	5 - 200 µg Formazan (SA)
Méréstartomány (2):	0 - 500 % Maradó aktivitás (RA)
Módszer név:	Kolorimetriás
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Iszap aktivitás
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C

Szükséges tartozékok

- Membánszűrő készlet 50 db 1,2 µm-es membránszűrővel (Item LCW904)
- Iszapaktivitás tartozékkészlet (Item LZC918)