



Cianid (könnyen felszabadítható) küvettateszt, 0,03-0,35 mg/liter CN⁻

Termékszám:

LCK319

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

Veszélyes



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Az előre bemért reagensekkel maximális biztonság Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A kevesebb vegyszer miatt környezetbarát.

Precíz és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer miatt a felhasználók számára maximális biztonság

A reagensek kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Leírás:	könnyen felszabadítható
Méréstartomány:	0,03 - 0,35 mg/L CN
Módszer név:	Hach módszer
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Cianid
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	24 (A teszt tartalmazza a nulla koncentrációjú oldatot is.)