



Magnézium küvettateszt, 0,5-50 mg/liter Mg

Termékszám:	LCK326
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Méréstartomány:	0,5 - 50 mg/L Mg
Módszer név:	Metalphtalein
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Magnézium
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25