



Nikkel küvettateszt, 0,1-6,0 mg/liter Ni

Termékszám:

LCK337

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagensek, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensek a maximális biztonság érdekében. Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Precíz és megbízható mérési értékek

Maximális biztonság a felhasználók számára a zárt rendszernek és a kis mennyiségű vegyszernek köszönhetően

A reagensek kényelmes és hibátlan adagolása

A vonalkódcímke segítségével a fotométer automatikusan felismeri

A tesztek és a mérési tartományok a színkód segítségével különböztethetők meg

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Különleges jegyzet:	Az összes nikkel emésztéshez használja a CRACK SET LCW902 reagenskészletet.
Méréstartomány:	0,1 - 6,0 mg/L Ni
Módszer név:	Dimetil-glioxim
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Nikkel
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen, összes nikkelhez
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25