



## Nitrát küvettateszt, 0,23-13,5 mg/liter NO<sub>3</sub>-N

**Termékszám:**

**LCK339**

**Veszélyes**

**HUF Ár (nettó):**

**Elérhetőségünk**

**Elérhető**



### LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megegyezés szerinti határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

### Pontos és megbízható mérési értékek

**A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára**

**A reagensok kényelmes és pontos adagolása**

**Vonalkód címke automatikus felismeréshez a fotométerben és a Truecal kalibrálásban**

**Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok**

---

### Műszaki adatok

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| EPA compliant:       | N/A                                 |
| Leírás:              | Nitrát                              |
| Méréstartomány:      | 0.23 - 13.5 mg/L NO <sub>3</sub> -N |
| Méréstartomány (2):  | 1,0 - 60,0 mg/L NO <sub>3</sub>     |
| Módszer név:         | DIN 38405 D9-2, ISO 23696-1         |
| Műszer:              | DR3900, DR6000, DR1900              |
| Paraméter:           | Nitrát                              |
| Platform:            | LCK                                 |
| Tárolási feltételek: | 15 - 25 °C                          |
| Tesztek száma:       | 25                                  |
| Truecal:             | Igen                                |