



Nitrát küvettateszt, 5-35 mg/liter NO₃-N

Termékszám:

LCK340

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megegyezés szerinti határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

Vonalkód címke automatikus felismeréshez a fotométerben és a Truecal kalibrálásban

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Méréstartomány:	5 - 35 mg/L NO ₃ -N
Méréstartomány (2):	22 - 155 mg/L NO ₃
Módszer név:	DIN 38405 D9-2, ISO 23696-1
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Nitrát
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25
Truecal:	Igen