



Fenolok küvettateszt, 5-150 mg/liter

Termékszám:

LCK346

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagensek, maximális biztonság.

Használatra kész, maximális biztonságot garantál, könnyen kezelhető, fotometriás értékelő rendszer, természetbarát

Precíz és megbízható mérési értékek

Maximális biztonság a felhasználók számára a zárt rendszernek és a kis mennyiségű vegyszernek köszönhetően

A reagensek kényelmes és hibátlan adagolása

A vonalkódcímke segítségével a fotométer automatikusan felismeri

A tesztek és a mérési tartományok a színkód segítségével különböztethetők meg

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Méréstartomány:	5 - 150 mg/L Fenolok
Módszer név:	4-amino-antipirin
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Fenolok
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	24 (A teszt magában foglalja a nullakonzentrációjú oldatot is) 24 (A teszt tartalmazza a nulla koncentrációjú oldatot is.)